

# Manual de instalação do Leitor de Biometria da Unimed Juiz de Fora

Para efetuar a instalação do leitor de biometria da Unimed Juiz de Fora, será necessário a instalação do **Drive do Leitor de Biometria (Versão 3.12)** e também o **Programa SDK**, além de **configurar a Internet Explorer** no computador, portanto seguem os passos para que a instalação seja feita com sucesso.

➤ Para o correto funcionamento da biometria no Autorizador Eletrônico da Unimed Juiz de Fora, o computador deve estar nas especificações recomendadas, estas configurações estão na página [www.unimedjf.coop.br/novosite/biometria](http://www.unimedjf.coop.br/novosite/biometria) .

➤ Ter o leitor de biometria em mãos (no caso de uma nova instalação, favor solicitar ao setor responsável (GERCO (32)3249-5555 / (32)3249-5554 ou DEPREST (32)3249-5504)).

### **1. Instalação do drive do Leitor de Biometria**

Entrar no site [www.unimedjf.coop.br/novosite/biometria](http://www.unimedjf.coop.br/novosite/biometria) > clicar em > “Drive do Leitor de Biometria (Versão 3.12)”, conforme a seguir:

## **Manuais**

- Manual de instalação do Leitor de Biometria
- Manual de configuração da Internet para o funcionamento do leitor de biometria

## **Instaladores**

- Drive do Leitor de Biometria (Versão 3.12).
- Programa SDK (Integração com a internet).

## **Suporte Remoto**

- Suporte Remoto


## **Autorizador Eletrônico**

- Autorizador Eletrônico


Com o leitor de biometria DESCONECTADO clique em “setup.exe”:

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
 FDU	25/02/2014 08:54	Pasta de arquivos	
 autorun.inf	30/01/2003 12:28	Informações de c...	1 KB
 Setup.exe	05/12/2012 14:27	Aplicativo	1.827 KB
 Setup.ini	05/12/2012 14:22	Parâmetros de co...	1 KB

Clique em install a 1ª opção quando a tela for apresentada conforme abaixo:



Se for solicitado a instalação ou que confie nesse software, clique em sim e aguarde a seguinte tela ser apresentada para que conecte o leitor de biometria no computador:



Ir  aparecer uma r pida mensagem que o drive foi instalado com sucesso.

## 1. Instalação do SDK

Para instalar o software de integração do leitor com a página da internet deverá ser feito da maneira indicada na próxima página:

Entrar no site [www.unimedjf.coop.br/novosite/biometria](http://www.unimedjf.coop.br/novosite/biometria) > clicar em - **“Programa SDK (Integração com a internet)”**, conforme a seguir:

### Manuais

- Manual de instalação do Leitor de Biometria
- Manual de configuração da Internet para o funcionamento do leitor de biometria

### Instaladores

- Drive do Leitor de Biometria (Versão 3.12).
- Programa SDK (Integração com a internet).

### Suporte Remoto

- Suporte Remoto


### Autorizador Eletrônico

- Autorizador Eletrônico


Clique no ícone chamado “setup.exe” conforme figura à seguir:

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
 data1.cab	16/11/2011 11:30	Arquivo de Gabin...	784 KB
 data1.hdr	16/11/2011 11:30	Arquivo HDR	119 KB
 data2.cab	16/11/2011 11:30	Arquivo de Gabin...	45.855 KB
 engine32.cab	06/04/2005 18:39	Arquivo de Gabin...	531 KB
 layout.bin	16/11/2011 11:30	Arquivo BIN	1 KB
 License_Eng.txt	19/08/2005 10:44	Documento de Te...	1 KB
 License_Kor.txt	19/08/2005 10:45	Documento de Te...	1 KB
 readme.txt	04/07/2007 11:26	Documento de Te...	4 KB
 Serial.txt	04/10/2004 16:46	Documento de Te...	1 KB
 setup.exe	06/04/2005 18:39	Aplicativo	119 KB
 setup.ibt	16/11/2011 11:30	Arquivo IBT	460 KB
 setup.ini	16/11/2011 11:30	Parâmetros de co...	1 KB
 setup.inx	16/11/2011 11:30	Arquivo INX	216 KB

Ir  aparecer uma tela de instala o, clique em Next conforme abaixo:




Na próxima tela irá perguntar se aceita os termos do contrato, clique em “Yes”:



Irá aparecer um a tela que deverá ser digitados os dados do prestador (médico cooperado, clinica ou laboratório), digite os dados solicitados abaixo e utilize o código que se encontra abaixo em seguida clique em Next:

**Código: 010101-BFA9CA29B815101D-D498379F67E452D8**



NITGEN eNBSP SDK Professional Setup

**Customer Information**

Please enter your information.



Please enter your name, the name of the company for which you work and the product serial number.

User Name:


Company Name:

Serial Number:


InstallShield

< Back   Next >   Cancel


Ir  aparecer uma tela de confirma o da pasta destino de instala o, clique Next:




Ir  aparecer uma tela informando o nome da pasta que ser  criada, clique em Next:




Após a instalação, abrirá uma tela informando se deve ser instalado o programa dot.net 2.0, clique em sim, se caso o computador já tiver instalado o instalador avisará:




Após terminar esta instalação, a seguinte tela será exibida, que é da instalação do SDK de integração do leitor de biometria com a página do Autorizador Eletrônico clique em Next:



Após isto aparecerá uma tela de conformação de instalação, clique em Next:



Aparecerá uma tela informando que o programa foi instalado com sucesso:



Clique em Finish para finalizar a instalação deste.

Após esse passo faltará efetuar a **configuração da biometria na Internet Explorer**, onde vamos modificar as configurações de segurança, esse documento está na [www.unimedjf.coop.br/novosite/biometria](http://www.unimedjf.coop.br/novosite/biometria) - “[Manual de configuração da Internet para o funcionamento do leitor de biometria](#)” conforme tela abaixo:

### **Manuais**

- ❖ Manual de instalação do Leitor de Biometria
- ❖ Manual de configuração da Internet para o funcionamento do leitor de biometria

### **Instaladores**

- ❖ Drive do Leitor de Biometria (Versão 3.12).
- ❖ Programa SDK (Integração com a internet).

### **Suporte Remoto**

- ❖ Suporte Remoto

### **Autorizador Eletrônico**

- ❖ Autorizador Eletrônico

Obrigado!

**Unimed**   
Juiz de Fora